



MODALITA' DI ESECUZIONE PER LA RACCOLTA DI FECI
PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO

1. Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito ed asciutto; in alternativa si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenerne le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.
2. Svitare il tappo a vite del flaconcino che Le è stato consegnato dal Laboratorio.
3. **Strisciare** la parte finale dell'asticella, nelle feci, in orizzontale e verticale, in modo casuale, in punti diversi.
4. Si raccomanda che rimanga attaccato all'asticella **solo una piccola quantità di feci.**
5. Inserire l'asticella nel flaconcino e riavvitare accuratamente fino a completa chiusura; agitare alcune volte per inversione.
6. Il flaconcino può essere **conservato a temperatura ambiente per una settimana o in frigorifero per 2 settimane.**
7. **Se la richiesta prevede più campioni la consegna va effettuata in modo globale.**

N.B. - Evitare di contaminare le feci con le urine.

- Evitare di raccogliere le feci in corrispondenza con il periodo mestruale o in presenza di emorroidi sanguinanti.