


Modalità di raccolta del campione coprocoltura

Aprire la busta del Tampone fecale (Fecal-Swab), contenente la provetta e il tampone :



Modalità di raccolta del campione da feci emesse:

Utilizzare il tampone per raccogliere il campione:

- introdurre il tampone nelle feci almeno 3 volte in punti diversi;
- svitare e togliere il tappo senza toccare della provetta
- introdurre il tampone utilizzato per raccogliere le feci nella provetta e rompere il bastoncino nel punto indicato dalla linea colorata
- riavvitare il tappo sulla provetta chiudendolo con forza ed assicurandosi che non fuoriesca il materiale
- mantenere il campione in frigorifero **per non piu' di 48 ore**
- consegnare il campione in Laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta