



## INFORMAZIONI URINE

### Modalità raccolta urine 24 H

Munirsi dell'apposito sistema di raccolta disponibile presso i Centri Prelievo.

Il Centro prelievi fornisce il conservante se necessario (acido cloridrico o borico) in una provetta.

### ESECUZIONE

1. Al mattino il paziente deve svuotare la vescica scartando le urine della notte.
2. In seguito si dovranno raccogliere **tutte le urine della giornata** comprese quelle della notte e la prima della mattina seguente. Il conservante va aggiunto nel bidone dopo la prima raccolta di urina.
3. Conservare il contenitore delle urine in un luogo fresco.
4. Mescolare per capovolgimento tutte le urine del contenitore, misurare la quantità in esso contenuta attraverso la scala graduata stampata sul contenitore
5. inserire le provette (due o più in base agli esami richiesti) fornite dal Centro Prelievi all'interno del dispositivo di aspirazione (le provette sottovuoto si riempiono da sole).
6. Portare le provette al Centro prelievi annotando sull'etichetta il **volume dell'urina misurato dal bidone**.

### CONSIGLI

A causa della pericolosità del conservante si consiglia fare particolare **attenzione nel maneggiare la provetta contenente acido cloridrico e di tenere lontano dalla portata dei BAMBINI**

## Tipologia di raccolta urine 24h

### BIDONE 24H

<b>ESAME</b>	<b>RACCOLTA</b>	<b>CONSERVANTE</b>
URARTO(ACIDO URICO)URINE 24H	24H	IDROSSIDO DI SODIO
CORTISOLO URINARIO 24H	24H	ACIDO BORICO
CALCIO URINE 20-8	12H	ACIDO CLORIDICO
CALCIO URINE 8-20	12H	ACIDO CLORIDICO
ACIDO OMOVANILICO	24H	ACIDO CLORIDICO
CALCIO URINE 24H	24H	ACIDO CLORIDICO
CATECOLAMINE URINARIE (ADRENALINA-NORADRENALINA-DOPAMINA)	24H	ACIDO CLORIDICO
FOSFORO URINE 24H	24H	ACIDO CLORIDICO
IDROSSIINDOLACETICO ACIDO 24H	24H	ACIDO CLORIDICO
MAGNESIO URINE 24H	24H	ACIDO CLORIDICO
METANEFRINE URINE	24H	ACIDO CLORIDICO
OSSALATO URINARIO 24H	24H	ACIDO CLORIDICO
VANILMANDELICO ACIDO	24H	ACIDO CLORIDICO
PROTEINURIA FRAZIONATA IN CLINOSTATISMO	12H	NESSUNO
PROTEINURIA FRAZIONATA IN ORTOSTATISMO	12H	NESSUNO
PROTEINURIA FRAZIONATA NOTTE	12H	NESSUNO
ALBUMINURIA TEMPORIZZATA(MICROALBUMINURIA)	24H	NESSUNO
ALDOSTERONE URINARIO	24H	NESSUNO
AMILASI URINE	24H	NESSUNO
CITRATO URINE	24H	NESSUNO
CORO URINE 24 H	24H	NESSUNO
CREATININA URINE 24H	24H	NESSUNO
ELETTROLITI URINARI	24H	NESSUNO
GLUCOSIO URINE 24H	24H	NESSUNO
IODURIA 24H	24H	NESSUNO
PORFIRINE TOTALI URINARIE	24H	NESSUNO
PORFIRINE TOTALI URINARIE COMPLETO	24H	NESSUNO
POTASSIO URINE 24H	24H	NESSUNO
PROTEINE URINE 24H	24H	NESSUNO
RAME URINE 24H	24H	NESSUNO
SODIO URINE 24H	24H	NESSUNO
STEROIDI URINARI	24H	NESSUNO
UREA URINE 24H	24H	NESSUNO
CREATININA CLARENCE	24H	NESSUNO + PRELIEVO
AMINOACIDI URINARI	24H	+ 1°MINZ.

## Tipologia di raccolta urine NO 24h

### URINE ESAMI

<b>ESAME</b>	<b>T.RACCOLTA</b>
ALBUMINURIA(MICROALBUMINURIA)	1°MINZIONE
ALFA 1 MICROGLOBULINA	1°MINZIONE
CALCIOE FOSFORO 1°MINZIONE	1°MINZIONE
CITRATO URINR MATTINO	1°MINZIONE
ELETTROFORESI URINARIA	1°MINZIONE
PROTEINURIA SPOT	1°MINZIONE
FARLEY TEST	PROCEDURA DEDICATA
BENCE-JONES	2°MINZIONE
ACIDO METIL-IPPURICO BASE	BASE
ACIDO METIL-IPPURICO BASE	DOPO ESPOSIZIONE
DROGHE	RACCOLTA A VISTA
OSMOLALITA' URINARIA	STANDARD
PIOMBO URINE	STANDARD
PNEUMOCOCCO ANTIGENE URINARIO	STANDARD
URINE ESAME STANDARD	MITTO INTERMEDIO
URINOCOLTURA	MITTO INTERMEDIO